



designed for scientists



MultiDrive BT 250.5 Mixbecher, autoklavierbar

/// Datenblatt

BT 250.5 ist ein Kunststoff-Mixbecher mit Edelstahlschläger, der in Verbindung mit dem Universalzerkleinerer MultiDrive control bestens zum Nassmahlen geeignet ist. Durch den transparenten Kunststoff kann die Veränderung des Probenmaterials durchgehend beobachtet werden.

Ein integrierter RFID Chip speichert und limitiert gleichzeitig die Lebensdauer des Mixbechers. Im Lieferumfang sind 5 Ersatzdichtungen enthalten. Durch Austausch der Dichtung kann die Nutzungsdauer des Mixbechers verlängert werden. Kreuzkontamination wird durch Sterilisierung des Mixbechers in einem Autoklav wirkungsvoll vermieden.

Stückzahl: 5 Becher/ Packung

Nutzvolumen max.: 250 ml

Aufgabekorngröße max.: 10 mm/ 5 Mohs





designed for scientists

Produktberührendes Material: Edelstahl, PA, PC, PTFE, Silikon

Autoklavierbar: Ja

FDA-Konformität: Ja

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann das Tube nur in Verbindung mit dem TC 1 Schutzgehäuse betrieben werden. Ist dieses nicht angeschlossen, so kann MultiDrive nicht gestartet werden. TC 1 ist als Zubehör erhältlich.





designed for scientists

