



designed for scientists



R 301 Rührwellenschutz

/// Datenblatt

Schützt vor Verletzungen an sich drehenden Wellen und Rührwerkzeugen. R 301 kann direkt an die Rührwerke RW 20 digital, RW 28 digital und die EUROSTAR Serie angebracht werden. Für die Verwendung mit den Rührwerken NANOSTAR 7.5 digital, MINISTAR, MICROSTAR Serie und Eurostar 400 wird R 301.1 Stativhalterung benötigt.

Längenverstellbar: von 190 bis 310 mm

Material: Plexiglas





designed for scientists

Technische Daten

Gewicht [kg]

0.204

