



designed for scientists



PT 1000.60 Temperaturmessfühler, Edelstahl

/// Datenblatt

Aus Edelstahl, für die Magnetrührer RCT Serie, RET basic und C-MAG HS digital / control Serie.

Eintauchtiefe: 230 mm

Durchmesser: 3 mm

Material: AISI 316 Ti





designed for scientists

Technische Daten

Fühlertyp	Eintauchfühler
Sensortyp	PT1000 (DIN IEC 751 Klasse A)
Messgenauigkeit Temperatur [K]	$\pm (0,15 + 0,2\% \text{ v.Mw.})$
Ansprechzeit $t_{9/10}$ [sec]	10
Messbereich Temperatur [°C]	-20 - +350
Material Fühlerrohr	Edelstahl 1.4571
Durchmesser Fühlerrohr [mm]	3
Länge Fühlerrohr [mm]	254
Eintauchtiefe Fühlerrohr min. [mm]	20
Kabellänge [mm]	1050
Gewicht [kg]	0.025

