

KERN OBE 132

Elegant, dynamisch und eindrucksvoll - das Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBE 132
Modell-Reihe	OBE-13
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761236004
Vorgängermodell	OBE 112; OBE 113
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Optisches System	Finite
Tubus	Binokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 18mm with anti-fungus, high eye point
Standard-Objektive	100x;10x;40x;4x
Qualität der Objektive	Achromatisch
Beleuchtung	3W LED (Durchlicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Aufrecht
Tubus-Typ	Butterfly

Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	Yes
Objektivrevolver-Positionen	4
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	48 mm
Einstellbare Dioptrie	Einseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischverfahrweg	50 mm;70 mm
Aperturblende	Yes
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	1,25
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	360×150×320 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

KERN OBE 132

Elegant, dynamisch und eindrucksvoll - das Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor



Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 437×381×276 mm

Bruttogewicht 6 kg

Nettogewicht 4,6 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 2,504 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 990,332 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 12,52 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 247,896 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen Durchlicht

Art des durchgelassenen Lichts LED

Durchlichtintensität 3 W

Dimmbar Durchlicht

Funktionen

Standard



Option

