

KERN OBN 135

Professionalität und Vielseitigkeit in einem Mikroskop vereint – mit Köhler-Beleuchtung für anspruchsvolle Anwendungen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBN 135
Modell-Reihe	OBN-13
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Fluoreszenzmikroskop
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761267787
Vorgängermodell	OBN 132; OBN 135-2.021a
Nachfolgemodell	OBN 235
Geplanter Starttermin	2023-1HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN
Selektiver Vertrieb	0

Technische Daten - Primär

Optisches System	Infinity
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm with anti-fungus, high eye point
Standard-Objektive	100x;10x;20x;40x;4x
Qualität der Objektive	Infinity Plan
Beleuchtung	3W LED (Durchlicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Aufrecht
Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	30°
Rotation des Tubus	Yes
Objektivrevolver-Positionen	5
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischverfahrweg	78 mm;55 mm
Aperturblende	Yes
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	1,25
Befestigung des Kondensors	Zentrierbar
Abmessungen (B×T×H)	390×200×395 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Netzstecker	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung

KERN OBN 135

Professionalität und Vielseitigkeit in einem Mikroskop vereint – mit Köhler-Beleuchtung für anspruchsvolle Anwendungen



Kabelbefestigung

Abnehmbar

Durchlichtintensität

3 W

Köhler

Yes

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 530×370×275 mm

Bruttogewicht 12 kg

Nettogewicht 10 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 2,017 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 1.500,65 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 14,119 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 500,216 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen Durchlicht

Art des durchgelassenen Lichts LED

Funktionen

Standard



Option

