



designed for scientists



WiCo T 25 easy clean

/// Datenblatt

Die kabellose Fernbedienung WiCo ermöglicht den Betrieb und die Steuerung des Dispergiervers T 25 easy clean control u.a. in einem Laborabzug und schützt damit den Anwender z.B. vor flüchtigen Gefahrstoffen.

Die WiCo ist ausschließlich kompatibel mit dem Dispergierer T 25 easy clean control. Eine Wandhalterung WH 11 sowie 2 USB Kabel sind im Lieferumfang enthalten.





designed for scientists

Technische Daten

Drehzahlanzeige	TFT
Temperaturanzeige	ja
Zulässige Einschaltdauer [%]	100
Zeitschaltuhr	ja
Anzeige Zeitschaltuhr	TFT
Zeiteinstellbereich [min]	0.02 - 6000
Ladezeit [h]	4.5
Arbeitszeit [h]	15
Akkutyp	Lithium-Polymer
Akku Kapazität [mAh]	2000
Kommunikationsreichweite (Gebäudeabhängig) max. [m]	10
Abmessungen (B x H x T) [mm]	71 x 151 x 74
Gewicht [kg]	0.28
Zulässige Relative Feuchte [%]	100
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 40
USB Schnittstelle	Micro-USB
WPAN Schnittstelle	ja
Gleichspannung [V=]	5
Stromaufnahme [mA]	500
Batterien im Lieferumfang enthalten?	ja
Batteriezelltyp	custom LiPo
Anzahl der Batterien	1
Batteriegewicht [g]	55
Wie ist die Batterie verpackt?	within appliance
Energieinhalt der Batterie [Wh]	7.4
Batteriespannung [V]	3.7

