



designed for scientists



MT 40P.100 Einweg-Mahlbecher, verschränkter Schläger

/// Datenblatt

Eine neue Mahlkammer erweitert das Anwendungsspektrum der IKA TubeMill control. Der Edelstahlschläger in der Kammer ist in einem 45° Winkel gebogen.

Vorteile:

- Speziell zum Mischen von feinen Pulvern
- Der gebogene Schläger fördert die optimale Strömung in der Kammer und führt damit zu einem verbesserten Mahlergebnis.
- Empfohlene Geschwindigkeit 10.000 rpm

Nutzvolumen: 40 ml

Stückzahl: 100 Stück / Packung



www.ika.com

Technische Änderungen vorbehalten



designed for scientists

Material Mahlbecher: PP





designed for scientists

Technische Daten

Gewicht [kg]

2.7

