

KERN PNJ 600-3M

Der Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	PNJ 600-3M
Modell-Reihe	PNJ
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761179882
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	620 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Linearität	± 0,004 g
Minimales Stückgewicht	10 mg
Wägefläche (d)	140 mm

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH)	196×293×266 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes

Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	140 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	140 mm
Material Windschutz	Glas
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-geschützte Plattform	Kein IP-Schutz

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	16,5 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,004 g
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s

KERN PNJ 600-3M

Der Standard im Labor mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem, optional mit Eichung



Tara-Bereich 620 g

Anwärmzeit 4 h

Karat - maximale Kapazität 3.100 ct

Karat - Ablesung 0,01 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 40 °C

Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 409×320×318 mm

Bruttogewicht 6 kg

Nettogewicht 4,2 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 165 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 905 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 30 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 100 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 620.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 1 mg

Minimales Stückgewicht 10 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e) 0,01 g

Mindestlast (Min) 0,02 g

Eichung durch KERN möglich Yes

Eichgültigkeitsklasse II

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 963-103

Eichung 965-216

Funktionen

Standard



Option

DAkKS

Factory

M