

Reax 2 inkl. Universaladapter

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	501 × 235 × 180 mm
Gewicht	ca. 5 kg
Maximal zulässige Belastung	1 kg
Antrieb	Spaltpol-Motor
Drehzahlbereich	20 – 200 U/min; Anzeige: analog
Schalldruckpegel	< 45 (dB(A)) (in Anlehnung an IEC 61010)
Bemessungsspannung	230-240 V (50 Hz) bzw. 115 V (60 Hz)
Überspannungskategorie	n.a.
Verschmutzungsgrad	n.a.
Leistungsaufnahme	33 W max.
Betriebstemperatur	n.a.
Aufstellhöhe	n.a.
Überhitzungsschutz	selbstrücksetzend
Drehzahlregelung	elektronisch
Nutzfläche	230 × 160 mm
Bewegungsart	überkopf rotierend
Orbit	n.a.
Gerätesicherung	n.a.
Zulässige Netzspannungsschwankungen	n.a.
Flaschenabmessungen	n.a.
Schnittstellen	n.a.

Schutzklasse