



designed for scientists



MultiDrive MI 400.3 Schläger, Wolframkarbid

/// Datenblatt

Schläger, Wolframkarbid

Geeignet für härtere Materialien bis Mohs-Härte 9

Kompatibel mit IKA MultiDrive MI 400.





designed for scientists

Technische Daten

Processtyp	batch
Arbeitsprinzip	impact
Aufgabeguthärte max. [Mohs]	9
Material Schläger/Messer	Hartmetall (WC)
FDA konform	ja
Mehrfachgebrauch	ja
Durchmesser Schläger/Messer [mm]	85

