

KERN ABT 100-5NM

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wiegesystem



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ABT 100-5NM
Modell-Reihe	ABT
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761185517
Geplanter Starttermin	2016-2HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	PH

Technische Daten - Primär

Wägebereich	101 g
Ablesbarkeit	0,00001 g
Reproduzierbarkeit	0,00005 g
Linearität	± 0,00015 g

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H)	200×240×260 mm
Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H)	217×356×338 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl

Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Metall
Plattformgröße (B×T×H)	168×172×223 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	14 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Eingangsspannung	110 V - 230 V AC
Netzadapter	Netzteil
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch); Justierung mit internem Gewicht (manuell)
Linearität	± 0,00015 g
Mindestgewicht (USP)	100 mg
Ablesbarkeit	0,00001 g
Reproduzierbarkeit	0,00005 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	10 s
Tara-Bereich	101 g
Anwärmzeit	8 h
Wägesystem	Single Cell

KERN ABT 100-5NM

Das Premium-Modell mit Single-Cell Wiegesystem



Wägeeinheiten Ct;g

Minimales Stückgewicht 1 mg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 30 °C

Minimale Umgebungstemperatur 10 °C

Minimale Luftfeuchtigkeit 20 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 433×684×647 mm

Bruttogewicht 13 kg

Nettogewicht 8 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 165 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 4.805 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 30 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 100 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 1.010.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 0,1 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert E 0,001 g

Mindestlast (Min) 0,001 g

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-101

Funktionen

Standard



Option

DAkkS