



designed for scientists



MT 40.100 Einweg-Mahlbecher

/// Datenblatt

Der Einweg-Mahlbecher mit Edelstahl-Schläger erlaubt das Mahlen von weichem, faserigem, hartem und sprödem Mahlgut bis Mohshärte 5 (Mangan oder Apatit: 5 Mohs). Der Mahlbecher ist aus durchsichtigem Kunststoff gefertigt, sodass Mahlversuche jederzeit beobachtet werden können.

Nutzvolumen: 40 ml

Stückzahl: 100 Stück / Packung

Material Mahlbecher: PP





designed for scientists

Technische Daten

Gewicht [kg]

3.767

