

Reax top

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	134 x 105 x 172 mm
Gewicht	2,8 kg
Maximal zulässige Belastung	n.a.
Antrieb	Spaltpol-Motor
Drehzahlbereich	100 – 2,500 U/min; 200 – 3,200 U/min
Schalldruckpegel	< 50 bis 2.500 U/min; < 58 bis 3.200 U/min
Bemessungsspannung	230 V 50 Hz; 230 V 60 Hz; 115 V 60 Hz
Überspannungskategorie	n.a.
Verschmutzungsgrad	n.a.
Leistungsaufnahme	51 W
Betriebstemperatur	n.a.
Aufstellhöhe	n.a.
Überhitzungsschutz	selbstrücksetzend
Drehzahlregelung	analog, Merkskala
Nutzfläche	n.a.
Bewegungsart	kreisförmig vibrierend
Orbit	5 mm
Gerätesicherung	n.a.
Zulässige Netzspannungsschwankungen	n.a.
Flaschenabmessungen	n.a.
Schnittstellen	

Schutzklasse