

KERN OCM 161

Das inverse biologische Labormikroskop



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OCM 161
Modell-Reihe	OCM-1
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761489738
Vorgängermodell	OCM 161-2.020a; OCM 161-2.023a
Geplanter Starttermin	2024-2HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Optisches System	Infinity
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Standard-Objektive	10x;20x;40x;PH 20x
Qualität der Objektive	Infinity Plan
Beleuchtung	30W Halogen (Durchlicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Invers
Tubus-Typ	Siedentopf

Winkel des Tubus	45°
Objektivrevolver-Positionen	5
Augenabstand (max)	76 mm
Augenabstand (min)	48 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischverfahrweg	128 mm;180 mm
Kondensor Typ	Standard
Apertur des Kondensors	0,3
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	660×600×335 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Tischnetzteil (trennbar, Kaltgerätestecker C14)
Eingangsspannung	100 - 240 V 50 / 60 HZ 1,5
Netzstecker	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5.5 mm, Ø innen 2.5 mm, lang 10 mm
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

KERN OCM 161

Das inverse biologische Labormikroskop



Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 660×590×325 mm

Bruttogewicht 17 kg

Nettogewicht 15 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 2.198,52 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 20,685 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 732,84 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen Durchlicht

Art des durchgelassenen Lichts Halogen

Durchlichtintensität 30 W

Dimmbar Durchlicht

Funktionen

Standard

