

KERN OZL 961

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit einfachem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für mehr Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZL 961
Modell-Reihe	OZL-9
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761189430
Geplanter Starttermin	2016-1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Optisches System	Greenough
Tubus	Binokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Objektive	0,7x - 4,5x
Beleuchtung	4,5W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°
Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Universal (Teleskoparm mit Platte)

Durchmesser des Halters	76 mm
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	4,4 mm
Gesichtsfeld max.	28,6 mm
Arbeitsabstand	100 mm
Probenhöhe max	140 mm
Maximale Auflösung	0,0037 mm
Abmessungen (B×T×H)	700×255×600 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Schuko
Schutzklasse	Schutzklasse II - Schutzisolierung

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

KERN OZL 961

Vordefiniertes Stereomikroskop-Set mit einfachem Teleskoparm und 4,5 W LED-Ringbeleuchtung für mehr Flexibilität an Ihrem Arbeitsplatz



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	820×420×240 mm
--------------------------------	----------------

Bruttogewicht	20 kg
---------------	-------

Nettogewicht	17 kg
--------------	-------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes
------	-----

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht
------------------------	----------

Art des einfallenden Lichts	LED
-----------------------------	-----

Intensität des einfallenden Lichts	4,5 W
------------------------------------	-------

Dimmbar	Auflicht
---------	----------

Funktionen

Standard

