



designed for scientists



MT 100.10 steril Einweg-Mahlbecher

/// Datenblatt

Der sterile Einweg-Mahlbecher mit Edelstahl-Schläger erlaubt das Mahlen von weichem, faserigem, hartem und sprödem Mahlgut bis Mohshärte 5 (Mangan oder Apatit: 5 Mohs). Der Mahlbecher ist aus durchsichtigem Kunststoff gefertigt, sodass Mahlversuche jederzeit beobachtet werden können.

Nutzvolumen: 100 ml

Stückzahl: 10 Stück / Packung

Material des Mahlbechers: PP





designed for scientists

Technische Daten

Gewicht [kg]	0.604
--------------	-------

