



designed for scientists



S 25 D - 14 G - KS Dispergierwerkzeug (12 St)

/// Datenblatt

Dispergierwerkzeuge für Antrieb T 25 digital

Die Dispergierwerkzeuge aus Kunststoff sind ideal für Anwendungen, bei denen keine Cross-Kontaminationen zulässig sind d.h. die Werkzeuge werden nach jedem Gebrauch entsorgt. Die Werkzeuge sind für den Einmalgebrauch ausgelegt, können jedoch je nach Anwendung auch mehrmals verwendet werden.

Arbeitsbereich: 10 - 500 ml

Statordurchmesser: 14 mm

Eintauchtiefe: 15 - 85 mm

Produktberührende Materialien: PC, PEEK

Max. Temperature: 100 °C

Sterilisierbarkeit: autoklavierbar

Die verwendeten Kunststoffe haben FDA-Zulassung.

Verpackungseinheit: 12 Stück





designed for scientists

Technische Daten

Bearbeitbares Volumen (H ₂ O) [l]	0.01 - 0.5
Durchmesser Stator [mm]	14
Durchmesser Rotor [mm]	9.5
Umfangsgeschwindigkeit max. [m/s]	12
Eintauchtiefe [mm]	15 - 85
Einbaulänge [mm]	150
Produktberührendes Material	Polycarbonat (PC), Polyetheretherketon (PEEK)
Arbeitstemperatur max. [°C]	100
Sterilisierbarkeit	autoklavierbar
Gewicht [kg]	0.222

