

KERN DAB 200-2

Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer mit hochwertigem Halogen-Quarzglasstrahler – ideal für wiederkehrende Schnelltests

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	DAB 200-2
Modell-Reihe	DAB
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Feuchtebestimmer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761213029
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	200 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g

Technische Daten - Konstruktion

Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Aluschalen
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Gesamtabmessungen montiert (B×T×H)	240×365×180 mm
Wägefläche (d)	92 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	14 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	EURO
Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,03 g
Messkapazität [Max]	199 °C
Mindestgewicht (USP)	20 g
Ablesbarkeit (Feuchtigkeit)	0,05%
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	200 g
Anwärmzeit	30 min
Wägebereich	200 g

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C

KERN DAB 200-2

Besonders bedienerfreundlicher Feuchtebestimmer mit hochwertigem Halogen-Quarzglasstrahler – ideal für wiederkehrende Schnelltests



Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	5 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	490×350×360 mm
Bruttogewicht	8 kg
Nettogewicht	5,0 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	1.770 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	10 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	400 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Feuchtemessung

Minimale Trocknungstemperatur	40 °C
Maximale Trocknungstemperatur	199 °C

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	963-127
ISO-Temperatur-Kalibrierung	964-305

Funktionen

Standard



Option

DAkKS