

KERN OLM 171

Das inverse metallurgische Mikroskop für professionelle Anwendungen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OLM 171
Modell-Reihe	OLM-1
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Metallurgische Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761267602
Vorgängermodell	OLM 171-2.022a
Geplanter Starttermin	2023-2HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Optisches System	Infinity
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Qualität der Objektive	Infinity Plan Semi Apochromatisch
Beleuchtung	50W Halogen (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Invers
Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	45°

Objektivrevolver-Positionen	5
Augenabstand (max)	76 mm
Augenabstand (min)	48 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischverfahrweg	50 mm;50 mm
Kondensor Typ	Standard
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	747×271×379 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

KERN OLM 171

Das inverse metallurgische Mikroskop für professionelle Anwendungen



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	660×610×350 mm
-----------------------------------	----------------

Bruttogewicht	17 kg
---------------	-------

Nettogewicht	13 kg
--------------	-------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
---	-----

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	2.999,81 g
---	------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	28,224 g
---	----------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	999,936 g
---	-----------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
--	-----

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	Yes
------	-----

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen	Auflicht
------------------------	----------

Art des einfallenden Lichts	Halogen
-----------------------------	---------

Intensität des einfallenden Lichts	50 W
---------------------------------------	------

Dimmbar	Auflicht
---------	----------

Funktionen

Standard

