



designed for scientists



## MT 40.10 Einweg-Mahlbecher

/// Datenblatt

Der Einweg-Mahlbecher mit Edelstahl-Schläger erlaubt das Mahlen von weichem, faserigem, hartem und sprödem Mahlgut bis Mohshärte 5 (Mangan oder Apatit: 5 Mohs). Der Mahlbecher ist aus durchsichtigem Kunststoff gefertigt, sodass Mahlversuche jederzeit beobachtet werden können.

Nutzvolumen: 40 ml

Stückzahl: 10 Stück / Packung

Material Mahlbecher: PP





designed for scientists

#### Technische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Gewicht [kg] | 0.394 |
|--------------|-------|

