

Hei-FLOW Core 120 Multi

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	166 × 225 × 256 mm, ohne Pumpenkopf
Gewicht	7,6 kg (ohne Pumpenkopf)
Antrieb	EC-Motor
Drehzahlbereich	10-120
Anzeige	-
Schutzart (EN 60529)	IP 54
Schalldruckpegel	< 55 (dB(A)) (in Anlehnung an IEC 61010)
Bemessungsspannung	110-240 V, 50/60 Hz
Schutzklasse	1 (EN 61140)
Überhitzungsschutz	ja
Regelgenauigkeit	± 0,5 %
Drehzahlregelung	Digital
Schnittstellen	-
Leistungsaufnahme	100 W
Motorleistung	100 W
Betriebsart	Dauerbetrieb 24 Stunden / 7 Tage
Drehrichtung	rechts / links
Drehzahlanzeige	Analog
Volumenstrom Einkanal. (ml/min)	0,85-861
Volumenstrom Mehrkanal. (ml/min)	0,005-364
Genauigkeit	±5 %

Volumendosierung (ml)	-
Intervалldosierung (ml)	-
Sanftanlauf	-
Elektronische Bremse	-
Anschluss für Fußschalter	-