

Hei-Mix S

Technisches Datenblatt



Abmessungen (B x H x T)	126 × 80 × 140 mm
Nutzfläche Heizplatte	104 mm Rührplatte
Gewicht	1.1 kg
Maximal zulässige Belastung	6 kg
Antrieb	Spaltpol-Motor
Drehzahlbereich	0 – 2.200 rpm
Heizleistung	n.a.
Heiztemperaturbereich	n.a.
Heizungsregelung	n.a.
Temperaturmessgenauigkeit	n.a.
Temperaturmessauflösung	n.a.
Anzeige	n.a.
Schutzart (EN 60529)	IP 21
Schalldruckpegel	< 70 db(A) (in Anlehnung an IEC 61010)
Bemessungsspannung	n.a.
Anschlusstyp	n.a.
Schutzklasse	2
Überspannungskategorie	n.a.
Verschmutzungsgrad	n.a.
Leistungsaufnahme	n.a.
EMV-Klasse	n.a.

Betriebstemperatur	n.a.
Aufstellhöhe	n.a.
Anzeige-/Messbereich	n.a.