



IKA PETTE MicroKit B

/// Datenblatt

Das IKA PETTE MicroKit B ist das ideale Einstiegsset für jedes Life Science-Labor, das mit kleinen Volumina arbeitet. Das Package besteht aus drei Einkanalpipetten mit variablen Volumina im Mikrovolumenbereich, einer Halterung für bis zu drei Pipetten und zwei Boxen mit Pipettenspitzen.

Besonderheiten:

- Mechanische Luftpolsterpipetten, hergestellt in Deutschland
- Vollautomatische Kalibrierung mit Robotern
- Volumenverriegelung zur Vermeidung versehentlicher Volumenänderungen
- Großes und gut lesbares Display
- Ergonomische und leichte Pipette mit geringen Pipettier- und Spitzenabwurfkräften zur Reduzierung von Belastung und Ermüdung



designed for scientists

- Langlebige und robuste Konstruktion durch die Verwendung hochwertiger UV- und chemikalienbeständiger Materialien
- Vollständig autoklavierbar, um Sterilität und die Einhaltung strenger Laborstandards zu gewährleisten
- Maximaler Benutzerkomfort durch werkzeuglose Demontage und Kalibrierungseinstellung für die regelmäßige Wartung

Lieferumfang

- IKA PETTE vario 0.1-2 µl
- IKA PETTE vario 2-20 µl
- IKA PETTE vario 20-200 µl
- IKA Linea
- IKA Tip xs box (96 tips)
- IKA Tip s box (96 tips)





designed for scientists

Technische Daten

Bauform	Kolbenhubpipette - Luftpolster
Bedienung	mechanisch
Volumen	variabel
Anzahl der Kanäle	1
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40

