



designed for scientists



LR 1000.64 pH-Elektrode

/// Datenblatt

pH Elektrode

Verwendung in Verbindung mit der Messfühleraufnahme LR 1000.65 empfohlen, um Schäden an der pH Elektrode zu vermeiden.





designed for scientists

Technische Daten

Nennlänge [mm]	225
Schaftdurchmesser [mm]	12
Arbeitstemperatur [°C]	0 - 130
Druck max. [bar]	10
Kabellänge [mm]	1000
Gewicht [kg]	0.1043

