



topolino mobil

/// Datenblatt

Mobiler Kleinstmagnetrührer für Rührmengen bis zu 250 ml für den Akku- und Netzbetrieb.

- Langlebiger, bürstenloser Motor
- Stufenlos einstellbarer Drehzahlbereich
- Gute Magnetanbindung
- Mobiler Betrieb mit langer Betriebszeit (8 - 12 h)
- Kurze Ladedauer (2 - 3 h)
- Handelsübliche, austauschbare AA Akkus
- Betrieb wahlweise:
 - a) netzunabhängig mit handelsüblichen Akkus
 - b) mit mitgeliefertem Netzteil (ohne Akkus)
 - c) kombinierter Netz-/Ladebetrieb (mit eingelegten Akkus)



designed for scientists

Technische Daten

Rührstellenanzahl	1
Rührmenge max. pro Rührstelle (H ₂ O) [l]	0.25
Maximale Beladung [kg]	0.5
Drehzahlbereich [rpm]	500 - 1800
Rührstäbchenlänge max. [mm]	30
Aufstellfläche Werkstoff	Kunststoff (PP)
Aufstellfläche Abmessungen [mm]	Ø 80
Akkubetrieb	ja
Abmessungen (B x H x T) [mm]	140 x 42 x 140
Gewicht [kg]	0.747
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 20
Spannung [V]	100 - 240
Frequenz [Hz]	50/60
Gleichspannung [V=]	9
Stromaufnahme [mA]	1000
Batterien im Lieferumfang enthalten?	ja

