



designed for scientists



## USB WD

/// Datenblatt

Die Brücke zur drahtlosen IKA Welt

Der Dongle USB WD erweitert den RCT basic durch einfaches Einstecken gezielt um drahtlose Kommunikationsfunktionen und schafft damit die Grundlage für moderne, vernetzte Laboranwendungen.

Der USB WD ermöglicht die kabellose Verbindung zu den IKA Wireless Sensoren PT Wireless und ETS-D7 sowie zur IKA Lab Assistant App. So lassen sich Temperatur und pH Messwerte drahtlos erfassen, anzeigen und in Kombination mit labworldsoft® dokumentieren.

Auch die kabellose Device-to-Device Kommunikation wird unterstützt.

USB WD – einfach einstecken. Drahtlos verbinden. Funktionen erweitern.





designed for scientists

### Technische Daten

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Kommunikationsreichweite (Gebäudeabhängig) max. [m] | 20             |
| Abmessungen (B x H x T) [mm]                        | 18 x 10 x 38.5 |
| Gewicht [kg]                                        | 0.011          |
| Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]          | 5 - 40         |
| Zulässige Relative Feuchte [%]                      | 80             |
| USB Schnittstelle                                   | USB-C          |
| Gleichspannung [V=]                                 | 5              |

