



MF 10 basic Mikrofeinmühlen-Antrieb

/// Datenblatt

Kontinuierlich arbeitende Universalmühle mit einem Drehzahlbereich von 3.000 – 6.500 min⁻¹.

- Leistungsstarker Antrieb
- Leicht zu reinigende Arbeitsfläche aus Edelstahl
- Wahlweise zwei verschiedene Mahlköpfe einsetzbar
- Mahlköpfe leicht austauschbar
- Mahlkopf nicht im Lieferumfang enthalten



designed for scientists

Technische Daten

Processtyp	inline
Arbeitsprinzip	cutting/impact
Motorleistung Aufnahme [W]	1000
Motorleistung Abgabe [W]	500
Drehzahlbereich [rpm]	3000 - 6500
Einschaltdauer EIN [min]	120
Einschaltdauer AUS [min]	30
Abmessungen (B x H x T) [mm]	320 x 380 x 300
Gewicht [kg]	9.7
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40
Zulässige Relative Feuchte [%]	80
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 22
Spannung [V]	230
Frequenz [Hz]	50/60
Geräteaufnahmeleistung [W]	1000

