



designed for scientists



## R 1402 Dissolver

/// Datenblatt

Der Dissolver R 1402 ist ausgelegt für die Verwendung mit den Rührwerken EUROSTAR 20 high speed digital / control und der Hochgeschwindigkeitsrührwelle R 50 des Dispergierers T 50 digital. Er eignet sich ideal für Anwendungen mit geringen bis mittleren Viskositäten, die radiale Strömungsmuster bei hoher Geschwindigkeit mit mittleren bis hohen Scherkräften erfordern.

Arbeitsbereich: 1 - 30 l

Rotordurchmesser: 40 mm

Hinweis: Der R 1402 muss zum Betrieb entweder an der Präzisionsrührwelle R 6000 (bei Verwendung mit EUROSTAR 20 high speed) oder an der Hochgeschwindigkeitsrührwelle R 50 (bei Verwendung mit T 50 digital) angebracht werden. Die Wellen sind nicht im Lieferumfang des R 1402 enthalten.





designed for scientists

#### Technische Daten

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Rührerdurchmesser [mm] | 40    |
| Gewicht [kg]           | 0.024 |

