



designed for scientists



MultiDrive BL 2000 Mischgefäß

/// Datenblatt

BL 2000 ist ein Gefäß mit Mixwerkzeug und eignet sich in Verbindung mit IKA MultiDrive basic insbesondere zum Nassmahlen einer Vielzahl von Proben, wie z.B. Fleisch, Wurst, Sojabohnen, Silage, Gemüse.

Alle Teile können in der Spülmaschine gereinigt werden. Das Mixwerkzeug ist für die intensive Reinigung leicht demontierbar.

Im Lieferumfang ist ein Standardmixwerkzeug aus Edelstahl enthalten





designed for scientists

Technische Daten

Processtyp	batch
Arbeitsprinzip	blending
Drehzahlbereich [rpm]	3000 - 20000
Umfangsgeschwindigkeit max. [m/s]	78.5
Nutzvolumen max. [ml]	2000
Aufgabekorngröße max. [mm]	30
Material Schläger/Messer	Edelstahl 1.4034
Material (sonstig)	Edelstahl, PCTG, PTFE, Silikon
Einschaltdauer EIN [min]	5
Einschaltdauer AUS [min]	10
FDA konform	ja
Mehrfachgebrauch	ja
Spülmaschinengeeignet	ja
Durchmesser Schläger/Messer [mm]	75
Abmessungen (B x H x T) [mm]	180 x 280 x 220
Gewicht [kg]	1.25
Zulässige Relative Feuchte [%]	80

