

KERN ADB 200-4

Flexible Analysenwaage für zuverlässige Routineanwendungen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ADB 200-4
Modell-Reihe	ADB
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Analysenwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761252523
Vorgängermodell	ADB 200-4-2.017a; ADB 200-4-2.021a
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	220 g
Ablesbarkeit	0,0001 g
Reproduzierbarkeit	0,0002 g
Linearität	± 0,0004 g

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen Windschutz, innen (B×T×H)	175×175×230 mm
Abmessungen Windschutz, außen (B×T×H)	230×310×330 mm
Libelle	Yes

Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Plattformgröße (B×T×H)	170×160×205 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	16 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	EURO;UK;US
Eingangsspannung	100-265V; 50-60Hz; 2,0A
Netzadapter	Netzteil
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,0004 g
Mindestgewicht (USP)	400 mg
Ablesbarkeit	0,0001 g
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (E2)
Reproduzierbarkeit	0,0002 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	220 g
Anwärmzeit	8 h

KERN ADB 200-4

Flexible Analysenwaage für zuverlässige Routineanwendungen



Wägesystem Kraftkompensation

Wägeeinheiten %;ct;g;lb;oz;PCS

Karat - maximale Kapazität 1.100 ct

Karat - Ablesung 0,0005 ct

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 85 %

Maximale Betriebstemperatur 30 °C

Minimale Umgebungstemperatur 10 °C

Minimale Luftfeuchtigkeit 20 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 380×490×460 mm

Bruttogewicht 7 kg

Nettogewicht 4,4 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 165 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 1.911 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 29 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 100 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 220.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 1 mg

Minimales Stückgewicht 10 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-101

Funktionen

Standard



Option

