


KERN EWJ 600-2SM

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik, optional mit Eichung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EWJ 600-2SM
Modell-Reihe	EWJ
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761475410
Vorgängermodell	EWJ 600-2SM-2.023a
Geplanter Starttermin	2024-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	600 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Linearität	± 0,03 g
Minimales Stückgewicht	200 mg
Wägefläche (d)	120 mm

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH)	220×340×90 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl

Drehbare Schraubenfüße	Yes
Material des Gehäuses	Kunststoff
Wägefläche (d)	120 mm
Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	120 mm
IP-Schutz-Anzeige	Kein IP-Schutz
IP-Schutz Wägezelle	IP65

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	21 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	6,5 h
Eingangsspannung	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	57 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern
Schnittstellen	Bluetooth BLE (v4.0) (optional, factory); Bluetooth BTC (v2.0) (optional, factory)

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit internem Gewicht (automatisch)
Linearität	± 0,03 g

KERN EWJ 600-2SM

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik, optional mit Eichung



Mindestgewicht (USP) 20 g

Ablesbarkeit 0,01 g

Reproduzierbarkeit 0,01 g

Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen 2 s

Tara-Bereich 599,99 g

Anwärmzeit 120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 35 °C

Minimale Umgebungstemperatur 10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 410×295×275 mm

Bruttogewicht 3,8 kg

Nettogewicht 2,8 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 563 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 151 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 30.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 20 mg

Minimales Stückgewicht 200 mg

Technische Daten - Verifizierung

Eichwert (e) 0,1 g

Mindestlast (Min) 0,5 g

Eichung durch KERN möglich Yes

Eichgültigkeitsklasse II

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-127

Eichung 965-216

Funktionen

Standard



Option



Factory

