

KERN OZL 466

Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZL 466
Modell-Reihe	OZL-46
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Stereomikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761501706
Vorgängermodell	OZL 466-2.025a
Geplanter Starttermin	2027K -1HJ
Zolltarifnummer	90111000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Optisches System	Greenough
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm High Eye Point
Objektive	0,7x - 4,5x
Beleuchtung	3W LED (Durchlicht), 3W LED (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Aufrecht
Winkel des Tubus	45°

Rotation des Tubus	Yes
Standtyp	Säule
Fläche des Ständers	290×240 mm
Durchmesser des Halters	76 mm
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	55 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Grobtrieb
Gesichtsfeld min	4,4 mm
Gesichtsfeld max.	28,6 mm
Arbeitsabstand	105 mm
Probenhöhe max	140 mm
Maximale Auflösung	0,0037 mm
Abmessungen (B×T×H)	300×240×420 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

KERN OZL 466

Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore



Lagertemperatur Min -5 °C

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 460×410×295 mm

Bruttogewicht 6 kg

Nettogewicht 4,6 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 799,71 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 14,64 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 99,735 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen Auflicht;Durchlicht

Art des durchgelassenen Lichts LED

Durchlichtintensität 3 W

Art des einfallenden Lichts LED

Intensität des einfallenden Lichts 3 W

Dimmbar Auflicht + Durchlicht, getrennt

Funktionen

Standard

