



designed for scientists



MultiDrive BL 2000.1 Standardmixmesser, Edelstahl

/// Datenblatt

Standardmixwerkzeug, Edelstahl

Kompatibel mit IKA MultiDrive BL 2000 / 2000 T





designed for scientists

Technische Daten

Processtyp	batch
Arbeitsprinzip	cutting
Aufgabeguthärte max. [Mohs]	5
Material Schläger/Messer	Edelstahl 1.4034
FDA konform	ja
Mehrfachgebrauch	ja
Durchmesser Schläger/Messer [mm]	75

