



designed for scientists



MTT 100.10 Einweg-Mahlbecher, Titanschläger

/// Datenblatt

Der Einweg-Mahlbecher mit Titanschläger wird für die Schwermetallanalyse verwendet. Der Mahlbecher ist aus durchsichtigem Kunststoff gefertigt, sodass Mahlversuche jederzeit beobachtet werden können.

Nutzvolumen: 100 ml

Stückzahl: 10 Stück / Packung

Material des Mahlbechers: PP





designed for scientists

Technische Daten

Gewicht [kg]	0.516
--------------	-------

