



designed for scientists



MultiDrive MI 250.1 Standardschläger, Edelstahl

/// Datenblatt

Standardschläger, Edelstahl

Geeignet für die meisten spröden Materialien bis Mohs-Härte 5

Kompatibel mit IKA MultiDrive MI 250 / 250 T





designed for scientists

Technische Daten

Processtyp	batch
Arbeitsprinzip	impact
Aufgabeguthärte max. [Mohs]	5
Material Schläger/Messer	Edelstahl 1.4034
FDA konform	ja
Mehrfachgebrauch	ja
Durchmesser Schläger/Messer [mm]	71

