




designed for scientists



R 1330 Ankerrührer

/// Datenblatt

Tangentiale Strömung, hohe Scherrate im Randbereich, wenig Ablagerungen an der Gefäßwand. Einsatz bei niedrigen Drehzahlen. Polymerreaktionen, gleichmäßiges Verteilen hoher Mineralanteile in Flüssigkeiten. Idealer Rührer für mittel- bis hochviskose Fluide.

Wellenlänge: 350 mm

Wellendurchmesser: 8 mm

Rührerdurchmesser: 45 mm





designed for scientists

Technische Daten

Rührerdurchmesser [mm]	45
Wellendurchmesser [mm]	8
Wellen-Länge [mm]	350
Drehzahl max. [rpm]	1000
Produktberührendes Material	AISI 316L, 1.4571
Gewicht [kg]	0.151

