



designed for scientists



LR 1000.1 Laborreaktorbehälter

/// Datenblatt

Ankerrührer LR 1000.11

Dichtungsmaterial: FPM

Deckel ausgestattet mit: 3x NS 14 Aufnahmen, 1x NS 29, inklusive 2x NS 14, 1x NS 29 Glasstopfen und Klemmen, 1x NS 14 Vakuumhahn

Max. Inhalt: 1000 ml

Produktberührender Werkstoff: AISI 316L, Borsilikatglas 3.3, PTFE, FPM

Max. Arbeitstemperatur des Produkts im Behälter: 120°C





designed for scientists

Technische Daten

Tiefe [mm]	20
Höhe [mm]	270
Gewicht [kg]	5.42

