



designed for scientists



MMT 100.1 Mehrweg-Mahlbecher

/// Datenblatt

Der Mehrweg-Mahlbecher MMT 100.1 mit einem Maximalvolumen von 100 ml, kann mehrfach verwendet und in der Spülmaschine gereinigt werden. Im Lieferumfang ist ein umfangreiches Set an Ersatzteilen enthalten, damit Verschleißteile nötigenfalls ausgetauscht werden können. Somit können je nach Beschaffenheit der Probe, eine Vielzahl an Versuchen mit der Mahlkammer durchgeführt werden.

Lieferumfang: 1 x MMT 100, 25 x Dichtung, 5 x Schläger, 5 x Kupplung

Zusätzlich ist ein Ersatzteileset A-MMT.100 verfügbar.





designed for scientists

Technische Daten

Gewicht [kg]	0.2816
--------------	--------

