

KERN OCM 166

Das inverse biologische Labormikroskop mit Fluoreszenz

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OCM 166
Modell-Reihe	OCM-1
Sortiment	Mikroskope & Optische Messtechnik
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761248656
Nachfolgemodell	OCM 166-2.024e
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Optisches System	Infinity
Tubus	Trinokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 22mm with anti-fungus, high eye point
Standard-Objektive	10x;20x;40x;PH 20x
Qualität der Objektive	Infinity Plan
Beleuchtung	30W Halogen (Durchlicht), 100W HBO (Auflicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Invers
--------	--------

Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	45°
Objektivrevolver-Positionen	5
Augenabstand (max)	76 mm
Augenabstand (min)	48 mm
Einstellbare Dioptrie	Beidseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischverfahrweg	128 mm;180 mm
Kondensor Typ	Standard
Apertur des Kondensors	0,3
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	782×304×530 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Eingebautes Netzteil
Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzstecker	Kaltgerätekabel
Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
Kabelbefestigung	Abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

KERN OCM 166

Das inverse biologische Labormikroskop mit Fluoreszenz



Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 1.050×590×330 mm

Bruttogewicht 28 kg

Nettogewicht 22 kg

Versandart Spedition

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 3.502,27 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 30,192 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 1.499,54 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Lieferzeiten 2 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Yes

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen Auflicht;Durchlicht

Art des durchgelassenen Lichts Halogen

Durchlichtintensität 30 W

Art des einfallenden Lichts HBO

Intensität des einfallenden Lichts 100 W

Dimmbar Durchlicht

Funktionen

Standard

