


KERN DLB 160-3A

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und step-by-step Bedienerführung in 6 Sprachen



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	DLB 160-3A
Modell-Reihe	DLB
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Feuchtebestimmer
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761243361
Vorgängermodell	DLB 160-3A-2.020a
Geplanter Starttermin	2021-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	160 g
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g

Technische Daten - Konstruktion

Libelle	Yes
Drehbare Schraubenfüße	Yes
Wägefläche (d)	100 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	11 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Eingangsspannung	220 V -240 V AC; 50Hz, 60Hz
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,003 g
Messkapazität [Max]	160 °C
Mindestgewicht (USP)	2 g
Ablesbarkeit (Feuchtigkeit)	0,01%
Ablesbarkeit	0,001 g
Reproduzierbarkeit	0,001 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	4 s
Tara-Bereich	160 g
Anwärmzeit	120 min
Wägebereich	160 g

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	75 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	45 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

KERN DLB 160-3A

Feuchtebestimmer mit intuitivem Grafikdisplay und step-by-step Bedienerführung in 6 Sprachen



Abmessungen Verpackung (B×T×H)	280×450×400 mm
--------------------------------	----------------

Bruttogewicht	7 kg
---------------	------

Nettogewicht	4,8 kg
--------------	--------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	165 g
--	-------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	800 g
--	-------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	30 g
--	------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	100 g
---	-------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

Technische Daten - Feuchtemessung

Minimale Trocknungstemperatur	35 °C
-------------------------------	-------

Maximale Trocknungstemperatur	160 °C
-------------------------------	--------

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-127
--------------------	---------

ISO-Temperatur-Kalibrierung	964-305
-----------------------------	---------

Funktionen

Standard



Option

