



designed for scientists



## **MultiDrive MI 250.3 Schläger, Wolframkarbid**

/// Datenblatt

Schläger, Wolframkarbid

Geeignet für härtere Materialien bis Mohs-Härte 9

Kompatibel mit IKA MultiDrive MI 250.





designed for scientists

## Technische Daten

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Processtyp                       | batch           |
| Arbeitsprinzip                   | impact          |
| Aufgabeguthärte max. [Mohs]      | 9               |
| Material Schläger/Messer         | Hartmetall (WC) |
| FDA konform                      | ja              |
| Mehrfachgebrauch                 | ja              |
| Durchmesser Schläger/Messer [mm] | 74              |

