



designed for scientists



MultiDrive MT 150.5 Mahlbecher, autoklavierbar

/// Datenblatt

MT 150.5 ist ein Kunststoff-Mahlbecher mit Edelstahlschläger, der in Verbindung mit dem Universalzerkleinerer MultiDrive control bestens zum Mahlen trockener Proben geeignet ist. Durch den transparenten Kunststoff kann die Veränderung des Mahlguts durchgehend beobachtet werden.

Ein integrierter RFID Chip speichert und limitiert gleichzeitig die Lebensdauer des Mahlbechers. Im Lieferumfang sind 5 Ersatzdichtungen enthalten. Durch Austausch der Dichtung kann die Nutzungsdauer des Mahlbechers verlängert werden. Kreuzkontamination wird durch Sterilisierung des Mahlbechers in einem Autoklav wirkungsvoll vermieden.

Stückzahl: 5 Becher/ Packung

Nutzvolumen max.: 150 ml

Aufgabekorngröße max.: 10 mm/ 5 Mohs





designed for scientists

Produktberührendes Material: Edelstahl, PA, PC, PTFE, Silikon

Autoklavierbar: Ja

FDA-Konformität: Ja

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann das Tube nur in Verbindung mit dem TC 1 Schutzgehäuse betrieben werden. Ist dieses nicht angeschlossen, so kann MultiDrive nicht gestartet werden. TC 1 ist als Zubehör erhältlich.





designed for scientists

