

KERN EW 6200-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EW 6200-2NM
Modell-Reihe	EW
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761028906
Geplanter Starttermin	2005-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	JP

Technische Daten - Primär

Wägebereich	6.200 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Linearität	± 0,03 g
Minimales Stückgewicht	100 mg
Wägefläche (d)	180×160 mm

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (B×TxH)	180×235×75 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes

Material des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen der Wägeplatte (B×T)	180×160 mm
Wägefläche (d)	180×160 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	17 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
Schnittstellen	RS-232 serienmäßig

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,03 g
Mindestgewicht (USP)	20 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Empfohlenes Justiergewicht	5 kg (E2)
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Anwärmzeit	4 h

Technische Daten - Umweltbedingungen

KERN EW 6200-2NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wiegesystem



Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 30 °C

Minimale Umgebungstemperatur 10 °C

Minimales Stückgewicht 100 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung 963-104

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 410×330×230 mm

Bruttogewicht 4,2 kg

Nettogewicht 3,0 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 165 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 905 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 30 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Holz 0 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 100 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 620.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 10 mg

Funktionen

Standard



Option



Factory

