

KERN EHA 500-2

Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	EHA 500-2
Modell-Reihe	EHA
Sortiment	Waagen
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Schulwaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761229556
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	500 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,03 g
Linearität	± 0,03 g
Wägefläche (d)	105 mm
Empfohlenes Justiergewicht	200 g (F2); 500 g (F2)

Technische Daten - Konstruktion

Gehäuseabmessungen (BxTxH)	225×160×50 mm
Libelle	Yes
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Yes

Material des Gehäuses	ABS Kunststoff
Wägefläche (d)	105 mm

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	22 mm
Hintergrundbeleuchtung	Ja

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	2×15 V AA
Betriebszeit	70 h
Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,03 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Empfohlenes Einstellgewicht	200 g (F2); 500 g (F2)
Reproduzierbarkeit	0,03 g
Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
Tara-Bereich	500 g
Anwärmzeit	120 min
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägeeinheiten	Ct;dwt;g;gn;oz

Technische Daten - Umweltbedingungen

KERN EHA 500-2

Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb



Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 40 °C

Minimale Umgebungstemperatur 5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 245×204×76 mm

Bruttogewicht 0,75 kg

Nettogewicht 0,50 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 154 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 66 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 110 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zähldaten

Auflösung der Zählung 50.000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 10 mg

Minimales Stückgewicht 100 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 963-127

Funktionen

Standard



Option

DAkKS